

FREEZER RACKS:

AB ANALITICA S.r.l. offre un servizio di produzione personalizzata di freezer racks metallici, per la raccolta dei box contenenti provette barcodate.

La dimensione e il numero di vassoi e di box che ogni freezer rack può contenere dipendono da due fattori: le dimensioni interne del congelatore in uso, e la tipologia di box che si usa.

I freezer racks vengono prodotti in acciaio inossidabile, e possono resistere anche in azoto liquido.



Per i congelatori a pozzetto, **AB ANALITICA S.r.l.** suggerisce l'impiego di portarack di plastica auto impilabili.

Ciascuna unità di plastica contiene un box di provette barcodate, dando la possibilità di creare strutture a torre in grado di contenere numerose scatole di provette.



MC-04-0001	Freezer Rack Metallici (4 Freezer Rack)
MC-MP34000	Portarack estensibile in plastica