


**REALQUALITY RS-HEMO C282Y**

 Kit per l'identificazione e la genotipizzazione della mutazione C282Y nel gene umano HFE mediante PCR *Real time*
**Cod. RQ-39**

Confezionamento	50 o 100 test
Stabilità	18 mesi
Stato dei reagenti	Pronti all'uso
Materiale di partenza	DNA estratto da sangue intero periferico
Controlli positivi	DNA contenente parte della sequenza di interesse omozigote <i>wild-type</i> , eterozigote e omozigote mutato per la mutazione in esame
Strumenti PCR <i>Real time</i> validati	Applied Biosystems 7500 Fast/Fast Dx, StepOne/StepOnePlus™, 7300 Real-Time PCR System ( <i>Applied Biosystems</i> ) LightCycler® 480 Real-Time PCR System version II ( <i>Roche</i> ) CFX96 Real-Time PCR Detection System-IVD, CFX96 Real-Time PCR Detection System e Dx Real-Time System ( <i>Bio-Rad</i> ) Rotor-Gene Q MDx ( <i>QIAGEN</i> ) AriaDx Real-Time PCR System ( <i>Agilent Technologies</i> ).
Sensibilità/Specificità diagnostica (Accuratezza)	100%
<i>Range of detection</i> : limite inferiore	0,5 ng DNA/reazione
<i>Range of detection</i> : limite superiore	250 ng DNA/reazione

**INFORMAZIONI PER GLI ORDINI**

Codice	Prodotto	Confezionamento
RQ-39-4M	REALQUALITY RS-HEMO C282Y	50 test
RQ-39-6M		100 test
RQ-39-4A	REALQUALITY RS-HEMO C282Y (per l'uso su piattaforma automatica GENEQUALITY X120)	50 test
RQ-39-6A		100 test

Questo prodotto usa una tecnologia brevettata da Biosearch Technologies per l'utilizzo in diagnostica molecolare umana.